

PROC. N° 27/24
 FLS N° 195
 RUBRICA FUNC. ✓

1	10	UNID	Indicador Biológico Autocontido de 3A (resultado em 3 hs) Geração para validação do processo de esterilização a vapor (resultado em 3 hs) ampola 50 unid. ENVIAR A INCUBADORA PARA TESTE	MAXMED
2	10	UNID	Indicador Químico Pct c/ 200 unid para monitorização do processo de esterilização a vapor, dentro de pacotes, bandejas e caixas, apresentado em tiras com tinta reagente atóxica; fácil interpretação de resultado imediato ao processo, verificando os parâmetros críticos para o processo, como tempo, temperatura, presença de vapor e qualidade do vapor (denominado como classe 5 de acordo com norma isso 11.140). Pct c/ 200 unid.	STERISTAR
3	2	UNID	Indicador Teste Bowie Dick Cx c/ 20 testes em pacote descartável para monitorização de autoclaves a vapor, composto de diversas folhas de papel simples com folha teste impregnada de tinta tóxica plastificada com dados para documentação em sua frente e verso, possibilitando através da leitura de resultados a detecção de presença de bolhas de ar residual, gases não consideráveis, vapor superaquecido e vapor supersaturado, apresenta quadro diagnóstico de resultados, de mudança de cor de fácil visualização e interpretação, viragem de cor clara para cor escura, classe 2, m segundo iso 11140. Cx c/ 20 testes.	STERISTAR

Local de Entrega: Almoxarifado HSJB Av. Nossa Senhora das Graças, 235, São Geraldo, Volta Redonda – RJ
 CEP: 27253-610

Prazo de Entrega: 5 dias úteis

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO!

Atenciosamente,

Adriano Baía
 Almoxarifado/HSJB

Tel (24) 3339-4242 ramal 243