



PARECER TECNICO

ITEM 1

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: Kit em bandeja estéril contendo espuma de poliuretano tipo éster 10x7,5x3,3cm, filme de poliuretano/poliacrilato, port de conexão flexível e estéril feito de elastômero de silicone, copolímero de estirenoacrílico, filme de poliuretano transparente coberto de acrilato adesivo. Seu micro poros auxilia na distribuição da pressão negativa de modo uniforme. Os poros ajudam na drenagem do exsudato e na formação de tecido de granulação, além de reduzirem o risco de inflamação, acelera o processo de cicatrização, é de fácil remoção e não deixa resíduos no leito da ferida, é um filme fino, transparente, autoaditivo e semipermeável, impermeável à líquidos e bactérias e permeável ao vapor da transpiração.

MARCA: VENOSAN

2 – Pontos Positivos:

2.1 – Pontos Negativos:

Não possui descritivo da espuma, filme, caso também o tamanho não corresponde ao solicitado no termo de Referência.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado (X) Reprovado


Justifique:

Segundo item 2.1. A referida descrição é correspondente aos componentes que a espuma é produzida.

Responsável/Carimbo:

Carimbo circular: Gerência de Enfermagem, 27/05/2015

Em 09/05/2015



PARECER TECNICO

ITEM 2

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: Kit em bandeja estéril contendo espuma de poliuretano tipo éster 18x12,5x3,3cm, filme de poliuretano/poliacrilato, port de conexão flexível e estéril feito de elastômero de silicone, copolímero de estirenoacrílico, filme de poliuretano transparente coberto de acrilato adesivo. Seu micro poros auxilia na distribuição da pressão negativa de modo uniforme. Os poros ajudam na drenagem do exsudato e na formação de tecido de granulação, além de reduzirem o risco de inflamação, acelera o processo de cicatrização, é de fácil remoção e não deixa resíduos no leito da ferida, é um filme fino, transparente, autoadesivo e semipermeável, impermeável à líquido e bactérias e permeável ao vapor da transpiração

MARCA: VENOSAN

2 – Pontos Positivos:

2.1 – Pontos Negativos:

Item não compatível com o descrito e solicitado no termo de referência. Não foi apresentado e não possui no produto a descrição dos itens (espuma e outros).

3 – Resultado do Teste: () Aprovado (X) Reprovado

Justifique:

Item 2.1. A descrição é correspondente aos componentes que a espuma é produzida.

Responsável/Carimbo: _____

*Carimbo: Mariana Arbach
Gerente de Enfermagem
17/05/2017 - 14h 35m*

Em 09/05/2017



PARECER TECNICO

ITEM 3

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: Kit em bandeja estéril contendo espuma de poliuretano tipo éster 25x15x3,3cm, filme de poliuretano / poliacrilato, port de conexão flexível e estéril feito de elastômero de silicone, copolímero de estirenoacrílico, filme de poliuretano transparente coberto de acrilato adesivo. Seu micro poros auxilia na distribuição da pressão negativa de modo uniforme. Os poros ajudam na drenagem do exsudato e na formação de tecido de granulação, além de reduzirem o risco de inflamação, acelera o processo de cicatrização, é de fácil remoção e não deixa resíduos no leito da ferida, é um filme fino, transparente, autoadesivo e semipermeável, impermeável à líquido e bactérias e permeável ao vapor da transpiração

MARCA: VENOSAN

2 – Pontos Positivos:

2.1 – Pontos Negativos:

O material apresentado se aproxima do solicitado no termo de
informação, porém não é compatível. Como também não possui descrição
dos componentes da espuma e outros itens.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado (X) Reprovado

Justifique:

Item 2.1.

Responsável/Carimbo:

Alcides Arbacia
Gerente de Enfermagem

Em 09/07/25



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PARECER TECNICO

ITEM 4

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: Reservatório para retenção de exsudato proveniente da drenagem por pressão negativa estéril, 800 ml. Possui Sachê e filtro antiodores. Composição: polipropileno, policloreto de vinila transparente, copolímero de estireno metilmetacrilato, borracha de etileno - propileno- dieno, polietileno, carbono ativo, polioximetileno, gel superabsorvente (sal de poliacrilato de sódio), PTFE.

MARCA: VENOSAN

2 – Pontos Positivos:

2.1 – Pontos Negativos:

3 – Resultado do Teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

Devido ao o mesmo ter sido de utilização e não é separado.

Responsável/Carimbo: _____

Cláudia Arbuck
Gerente de Enfermagem
MAY 13 2010 - Mat. 2540

Em 11/07/25



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PARECER TECNICO

ITEM 5

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: Conector em y utilizado para realizar terapia por pressão negativa em dois locais ao mesmo tempo. Responsável por conectar duas saídas do port na unidade de tratamento, quando há duas feridas

MARCA: VENOSAN

2 – Pontos Positivos:

2.1 – Pontos Negativos:

3 – Resultado do Teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

Devido ser o mesmo tipo de referencia e mas é separado

Responsável/Carimbo:

Em 11/07/25