

PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: CURATIVO DE PLACA ANTIMICROBIANO DE HIDROFIBRA COM PRATA E FIBRA DE REFORÇO Curativo macio, estéril, que absorve grandes quantidades de exsudato e bactérias presentes na ferida, criando um gel macio e coeso, que se adapta intimamente à superfície da ferida, mantendo um ambiente úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos (desbridamento autolítico). Deve conter em sua base uma dupla camada de hidrofibra com gel, proporcionando maior proteção para o machucado e facilitando a remoção. Deve eliminar bactérias, incluindo superbactérias resistentes aos antibióticos, evitar formação de biofilme, conter o excesso de exsudato, ajuda a evitar contaminação cruzada e prevenindo a maceração do tecido, manter a umidade ideal para a ferida eliminando espaço para tecido morto e proliferação das bactérias. Composto por fibras de não tecido, uma camada de carboximetilcelulose sódica impregnado com 1,2% de prata iônica (agente microbiano), com ácido etilenodiamino tetra-acético (edta), cloreto de benzetônio e reforçado com fibra de celulose regenerada. Que permita ser recortável e que possa permanecer por até 07 dias. **TAMANHO:15 X 15 CM**

MARCA: KORAL / FIBROSOL AG 1515

2 – Pontos Positivos:

Não se aplica

2.1 – Pontos Negativos:

Não atende ao descritivo

3 – Resultado do Teste: () Aprovado

(X) Reprovado

Justifique:

Produto não atende a composição solicitada, além de não apresentar o item de Acão na base.

Responsável/Carimbo:


Flávia Arbach
Coordenadora
CNPJ/RJ 006.802

Em 16/04/25


Flávia Arbach
Coordenadora de Enfermagem

PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: CURATIVO DE ESPUMA NÃO ADESIVA COM PRATA Espuma não adesiva pode ser usado em feridas exsudativas com a cicatrização prejudicada devido a bactérias, ou onde há risco de infecção, incluindo úlceras de perna, lesões por pressão, queimaduras de segundo grau, úlceras diabéticas, feridas pós-operatórias e abrasões na pele. Cobertura que permita ser utilizada em terapia compressiva que permita o preenchimento de cavidades/espaco morto e através da liberação sustentada de prata, tenha efeito antimicrobiano e contínuo durante todo o tempo de uso em até 7 dias. Espuma deve ser de poliuretano absorvente, macia e flexível, com um complexo de prata que se dispersa homogeneamente em toda a matriz da espuma. **TAMANHO 15 X 15 CM**

MARCA: ESPUMA GENTLE AG

2 – Pontos Positivos:

Antimicrobica.

2.1 – Pontos Negativos:

Espuma adesiva, impossibilitando o preenchimento da cavidade das lesões.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

De acordo com o descritivo acima a cima, foi indicado de uma cobertura que permitia o preenchimento da cavidade das lesões. Dessa modo a cobertura presente não atende as necessidades.

Responsável/Carimbo:

Marcelo Lima
Enfermeiro
COREN RJ 12.345

Franciele Arbaci
Enfermeira
COREN RJ 12.345

Em 16/04/23



Item 4

PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: CURATIVO DE ESPUMA NÃO ADESIVA COM PRATA Espuma não adesiva pode ser usado em feridas exsudativas com a cicatrização prejudicada devido a bactérias, ou onde há risco de infecção, incluindo úlceras de perna, lesões por pressão, queimaduras de segundo grau, úlceras diabéticas, feridas pós-operatórias e abrasões na pele. Cobertura que permita ser utilizada em terapia compressiva que permita o preenchimento de cavidades/espaco morto e através da liberação sustentada de prata, tenha efeito antimicrobiano e contínuo durante todo o tempo de uso em até 7 dias. Espuma deve ser de poliuretano absorvente, macia e flexível, com um complexo de prata que se dispersa homogeneamente em toda a matriz da espuma. **TAMANHO 15 X 15 CM**

MARCA: VITA MEDICAL**2 – Pontos Positivos:**

Não se aplica.

2.1 – Pontos Negativos:

Não atende as solicitações do termo de referência.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado ☒ Reprovado


Justifique:

Não possui descritivo de composição da espuma, nem também o tempo de uso de até 07 dias.

Responsável/Carimbo:

Marilene Arbachi
Enfermeira
Frente de Enfermagem

Em 16/04/25



Item 5

PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: CURATIVO DE ESPUMA ADESIVA COM PRATA Espuma de poliuretano, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical. Sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato, que permita um meio úmido ideal para o processo de cicatrização. A face superior deve apresentar filme de poliuretano impermeável à água e bactérias, que permita as trocas gasosas e que possa permanecer por até 07 dias. **TAMANHO 10 X 20 CM**

MARCA: VITA MEDICAL

2 – Pontos Positivos:

Não se aplica.

2.1 – Pontos Negativos:

Não atende o solicitado no termo de referência.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

O fornecedor "colou" um descritivo na embalagem original que o curativo enviado p/ amostra possui 15x15cm. O solicitado foi 10x20cm, além de não ser adesivo.

Responsável/Carimbo:

Cláudia Arbach
Secretaria de Enfermagem
Tel: (24) 3512-8300 - Ext. 3554

Em 16/04/25

PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE SEM PRATA Curativo de espuma poliuretano absorvente, macio e flexível, com uma película superior semipermeável, adesivo de silicone suave para proteção da pele, resistente à água e bactérias, que permita um manejo adequado do espaço morto e do exsudato da ferida independente do formato que tenha. Sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato e que permita a redistribuição da secreção de forma vertical no curativo e que possa permanecer por até 07 dias. **TAMANHO 10 X 10 CM**

MARCA: POLARFIX

2 – Pontos Positivos:

Não tem

2.1 – Pontos Negativos:

Cobertura hipossuficiente em menor tempo de duração.
Silicone não é atraumático com cola
para fixação na pele exagerada.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

cobertura com tempo de observação rápido, sua cola
de fixação na pele é exagerada, causando mais traumas.


Responsável/Carimbo:

[Assinatura]
666802

Em 14/05/25

* Cobertura dura menos de 07 dias,
conforme descrição do Termo de Referência!

[Assinatura]
Aurélien Arbacia
Enfermeiro
12.12.1984



PARECER TECNICO

Item 10

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: ESPUMA ABSORVENTE PARA TRAQUEOSTOMIA
Espuma deve ser perfurada, possuir na camada externa uma película de poliuretano, de baixa fricção, impermeável, que proporciona uma barreira bacteriana. A camada de contato deve ser de silicone e permitir a absorção do exsudado da ferida e evitar o excesso de fluido causando maceração em uma pele saudável. TAMANHO 6 X 8 CM

MARCA: METALLINE

2 – Pontos Positivos:

não tem

2.1 – Pontos Negativos:

Espuma com limite de absorção rápida, aumentando o n.º de troca da espuma.

Espuma se desmancha com facilidade, além de não ser composta por silicone e poliuretano conforme o solicitado

3 – Resultado do Teste: () Aprovado

(x) Reprovado

Justifique:

Não atende as solicitações citadas no descritivo.

Responsável/Carimbo:

656802

Em 19/05/25

Glaucilene Arbacia
Gerente de Enfermagem
CNPJ 29.063.294-0001-82 - Tel. 3512-8300



PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: CURATIVO SACRAL Cobertura composta de camada autoadesivas, perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro. **Espuma de poliuretano** com tecnologia tridimensional, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato que realize a redistribuição vertical do exsudato. Deve conter ação bactericida no mínimo contra *Pseudomonas Aeruginosa* e *Staphylococcus Aureus* e assim prevenindo biofilmes e permita redução de odores. Possa ser mantido por até 07 dias. **TAMANHO 15 X 19 CM**

MARCA: VITA MEDICAL

2 – Pontos Positivos:

Não se aplica.

2.1 – Pontos Negativos:

Todos.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado (x) Reprovado

Justifique:


O material enviado - licitante não corresponde em absolutamente nada com o descrito no PR. Foi enviado um HIDROCOLOIDE.

Responsável/Carimbo:

Glaucia
Enfermeira

Em 16 / 04 / 25

Além disso o fornecedor "colou" um descritivo que não corresponde ao embolagem original.



PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: CURATIVO SACRAL Cobertura composta de camada autoadesivas, perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro. Espuma de poliuretano com tecnologia tridimensional, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato que realize a redistribuição vertical do exsudato. Deve conter ação bactericida no mínimo contra Pseudomonas Aeruginosa e Staphylococcus Aureus e assim prevenindo biofilmes e permita redução de odores. Possa ser mantido por até 07 dias. **TAMANHO 15 X 19 CM**

MARCA: MISSNER

2 – Pontos Positivos:

Não tem

2.1 – Pontos Negativos:

Não possui observação vertical, tempo de duração menor que o indicado.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado

(X) Reprovado

Justifique:

Não atende os requisitos descritos, homólogo inferior ao indicado, não tem silicone entre outros.

Responsável/Carimbo:

[Assinatura]
666802.

Em 14/05/25

* falta da fixação do curativo é muito rápido e os diâmetros não correspondem com o solicitado, medindo (15x18cm) digo, (15x12cm) outros como a espuma sem proteção.

[Assinatura]
Gabinete de Farmácia
Rua Nossa Senhora das Graças, 235 Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - Tel: (24) 3512-8200

PARECER TECNICO

Item 14

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA Curativo com camada de carvão ativado absorve as bactérias removendo-as e controlando a umidade. Além de controlar o odor das feridas fétidas. A prata impregnada no tecido de carvão exerce efeito bactericida sobre os micro-organismos, auxiliando no controle de infecção da ferida. É um curativo primário, composto por uma camada de carvão ativado impregnado com 0,15% de prata inserida em um envoltório de não-tecido. **TAMANHO 10 X 15 CM**

MARCA: VITA MEDICAL

2 – Pontos Positivos:

Não se aplica.

2.1 – Pontos Negativos:

Não possui as características solicitadas.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:


O tamanho solicitado foi 10x15cm, enviado 10x20cm. Além do fornecido "odor" um descrito que não corresponde na embalagem original suposta tendo de analisar corretamente o produto.

Responsável/Carimbo:

Glancieleia Arbach
Gerente de Farmácia
CNPJ: 29.063.294/0001-82

Em 16/04/25

Considerando a disqualificação, o tamanho não corresponde ao solicitado no item.



PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: CURATIVO DE ESPUMA SEM PRATA Espuma macia, com 4,4mm de espessura, estéril, recortável. Deve promover o meio úmido, ideal para o processo de cicatrização. A face superior deve apresentar filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias e permitir as trocas gasosas, servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. A cobertura deve ser composta por camada perfurada autoadesiva de silicone permitindo um ajuste suave e espuma de poliuretano com alta capacidade de absorção e retenção, ajustando ao leito da ferida preenchendo o espaço morto, com capacidade de se conformar até 02cm ao leito da ferida. **TAMANHO 15 X 15 CM**

MARCA: MISSNER

2 – Pontos Positivos:

Não há. —————
—————
—————

2.1 – Pontos Negativos:

Não atende a descrição do termo de referência, relacionado ao tempo, parte do silicone, não exceto no uso da espuma. O tempo é de 07 dias e o curativo

3 – Resultado do Teste: () Aprovado

(X) Reprovado

Justifique:

Cobertura não atende o descritivo, não apresenta uma barreira gel ou adesiva além de rápida absorção

Responsável/Carimbo:

656802

Em 14/05/25

Glaucléia Arbachi
Enfermeira
Título: 2013/2014 - 1402.3054

Glaucléia Arbachi
Enfermeira
Título: 2013/2014 - 1402.3054