

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - DRÄGER DO BRASIL - PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2025 - ITEM 1 APARELHO DE ANESTESIA



De Araujo, Renata <renata.araujo@draeger.com>
Para cpl4.fms.sms@epdvr.com.br <cpl4.fms.sms@epdvr.com.br>
Cópia Silva, Joyce <Joyce.Silva@draeger.com>
Data 2025-03-18 18:52

Internal

Prezados, boa tarde!

Em complemento ao esclarecimento enviado anteriormente.

A Dräger do Brasil Ltda, interessada em participar do processo referenciado, vem através deste solicitar os seguintes esclarecimentos.

APARELHO DE ANESTESIA

O edital solicita: "Possuir encaixe para módulos de AG, CO2, BIS e TOFF/TNM, com visualização dos parâmetros no monitor da anestesia"

Do pedido: Solicitamos por gentileza informar, se será aceito equipamento que possui BIS e TOF diretamente na tela de anestesia, sendo possível a inclusão através de modulo BIS e TOF standalone.

O edital solicita: "três gavetas"

Do pedido: No intuito de participarmos da concorrência, gostaríamos de saber a respeito do quantitativo de gavetas citado no termo de referência. Temos notado uma tendência mundial dos fabricantes na redução do número de gavetas dos aparelhos de anestesia por conta da ergonomia do corpo clínico. Com a redução do número de gavetas, os materiais que antes precisavam ser procurados dentro de gavetas, agora ficam em fácil acesso para uso durante o procedimento cirúrgico. Os fabricantes têm desenvolvido bancadas de trabalho maiores, no conceito "tudo a vista", que traz um tempo de resposta melhor da equipe clínica ao precisar acessar insumos e outros itens que antes ficavam "escondidos". Foi pensando nessa, e em outras melhorias que desenvolvemos o Atlan. Esse equipamento lançado no Brasil há 3 anos, já é homologado em grandes redes e centros de referência por todo o país. Atualmente, a versão que temos disponível possui 1 gaveta, e traz uma série de outros benefícios clínicos e econômicos, que podem ser observados no catálogo em anexo. Aguardamos sua análise para saber se podemos seguir na concorrência, apresentando nossa proposta com o modelo Atlan A300.

O edital solicita: "resolução de 1366x 7680 pixels"

Do pedido: Solicitamos por gentileza informar, se será aceito equipamento com tela sensível ao toque TFT colorida de 15 polegadas com resolução de 1024x768, visando uma maior competitividade sem prejuízo na qualidade do equipamento.

O edital solicita: "QT/QTc"

Do pedido: Solicitamos por gentileza informar, se será aceito equipamento que não possui análise de QT/QTc visto que mesma não tem aplicação para centro cirúrgico sendo aplicado apenas em para uti e unidades coronarianas para diagnostico de paciente cardíaco.

O edital solicita: "Permite detecção automática de no mínimo 20 tipos de arritmia"

Do pedido: Solicitamos por gentileza informar, se será aceito equipamento com reconhecimento de 16 tipos de arritmias sendo: ASSÍSTOLE; TV >2; VENT; TAQUICARDIA; IRR; PNP; FibV/TaqV; BIGEMINIA; R em T; BRADICARDIA; BradiV; DUPLA; TRIGEMINIA; BATIM PERDIDOS; PNC.

O edital solicita: "frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; Faixa de medição: 0 a 200rpm"

Do pedido: Solicitamos por gentileza informar, se será aceito equipamento que possui faixa de medição de 0 a 150 rpm, de acordo com ao paciente selecionado.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Renata Araujo

Analista de Licitações

Licitações

Dräger Indústria e Comércio Ltda. / Dräger Safety do Brasil Ltda.

Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré

06460-100 Barueri, São Paulo, Brasil

Tel: 11 4689-4900 Ramal 6438

renata.araujo@draeger.com

www.draeger.com

[Ouvidoria Dräger](#) | [Canal de Integridade](#)

Tecnologia para a Vida



Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa [Política de Proteção de Dados](#)

This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.