



Município de Volta Redonda
Serviço Autônomo Hospitalar

DESPACHO

A CPL

Encaminho o parecer técnico referente à amostra reprovada 02161654.

Solicito por gentileza, que seja dado prosseguimento ao processo, com a convocação do próximo colocado.

Atenciosamente,

Volta Redonda, na data da assinatura



Documento assinado eletronicamente por **Renata Martins Sousa, Coordenadora**, em 25/08/2026, às 08:51, conforme Art. 14, do Decreto Municipal 18.101/2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://voltairedonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **02161684** e o código CRC **E13E765F**.

Referência: Processo nº VR-02.051-00001339/2026

SEI nº 02161684

Rua Nossa Senhora das Graças, Nº235, Hospital São João Batista - Bairro São Geraldo, Volta Redonda/RJ,
CEP 27253-610

Telefone: - www.hsjb.org.br



PARECER TÉCNICO

Solicita-se a emissão de Parecer Técnico referente ao material em avaliação, considerando os requisitos técnicos e funcionais necessários à sua utilização. O julgamento deverá ser fundamentado nos critérios observados durante o teste em uso, subsidiando a decisão para a escolha do produto no Processo de Compra.

Processo: 1339/2026

1. Especificação Padronizada:

Kit para ligadura elástica de varizes com 6 ou 7 disparos

Kit de ligadura elástica completo para varizes esofagianas com cateter guia com no mínimo 6 disparos, contendo no mínimo 01 tambor em policarbonato e 06 elásticos, manopla plástica com bandas pré-montadas em látex, cateter guia de carregamento e adaptador de irrigação em poliuretano para ligar varizes de esôfago endoscopicamente, cordão para o acionamento, sistema de introdução metálico.

Medidas: proximadamente diâmetro de 2,2MM e comprimento de 160cm. Estéril, embalagem individual, contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e tipo de esterilização e que permita abertura com técnica asséptica.

Registrado na anvisa Kit para Ligadura Elástica / Kit de Ligadura Para Varizes Sistema para Ligadura Elástica Multibandas - é utilizado através de procedimento endoscópico para ligar varizes do esôfago acima da junção gastresofagiana ou para ligar hemorroidas internas. * 01UND Manopla de acionamento de disparo, ultra macia, gira em sentido único com disparo preciso e seguro. * 01 UND Cartucho cilíndrico em policarbonato transparente com visão ultra-clear, pré-montado com 6 bandas elastoméricas de alta qualidade. * As bandas elastoméricas são feitas de borracha natural - CONTÉM LÁTEX MODELO/CÓD.: Omniview - REF. MBL5-6 RMS.

Marca: Medelec Systems

Item: Kit para ligadura elástica de varizes com 6 ou 7 disparos

2. Pontos Positivos:

sem referência

2.1. Pontos Negativos:

O pino metálico (aluminício) onde ocorre a acoplamento da manopla ao aparelho de endoscopia, não possui anel de vedação (O-ring, diga O-ring ou junta tórica), necessitando para realizar pressão negativa suficiente para aspirar a variz e posteriormente ligar a mesma.

3. Resultado do Teste:

() Aprovado (X) Reprovado

Justificativa:

Não atende a necessidade do procedimento

Responsável / Carimbo:

 Leonardo R. Cerqueira
Médico
CRM: 52-84744-5

Data:

24/08/2026