



PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: indicador Químico Pct c/ 200 unid para monitorização do processo de esterilização a vapor, dentro de pacotes, bandejas e caixas, apresentado em tiras com tinta reagente atóxica; fácil interpretação de resultado imediato ao processo, verificando os parâmetros críticos para o processo, como tempo, temperatura, presença de vapor e qualidade do vapor (denominado como classe 5 de acordo com norma iso 11.140). Pct c/ 200 unid.

MARCA: ULTRATEST / ULTRAMED

2 – Pontos Positivos:

Aprovado pela Juíza.

2.1 – Pontos Negativos:

Indicador de papel sem proteção, frágil, molha com o vapor, não podendo ser colocado no frontão do paciente.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

Bide Stem 2.1

Responsável/Carimbo:

[Assinatura]

Ente Lúcia Helena T. da Silva
Coord. do Centro Cirúrgico HSJB
COREN-RJ 113404

Em 23/01/24

**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb**PARECER TECNICO**

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: Indicador Biológico Autocontido de 3A (resultado em 3 hs) Geração para validação do processo de esterilização a vapor (resultado em 3 hs) ampola - Cx. c/ 50 unid.

MARCA: IS8TEST

2 – Pontos Positivos:

Aprovado pela Juíza.

2.1 – Pontos Negativos:

*Baixa qualidade do material.
Ampola com material frágil.*

3 – Resultado do Teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

Ampola com material frágil de baixa qualidade.

Responsável/Carimbo: *[Assinatura]*

Em 23/10/24

Enfe Lúcia Helena T. da Silva
Coord. do Centro Cirúrgico HSJB
COREN-RJ 113464

**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - Tel: (24) 3532-8300
e-mail: gabinete@direcao@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb

**PARECER TECNICO**

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada:

Indicador Teste Bowie Dick Cx c/ 20 testes em pacote descartável para monitorização de autoclaves a vapor, composto de diversas folhas de papel simples com folha teste impregnada de tinta tóxica plastificada com dados para documentação em sua frente e verso, possibilitando através da leitura de resultados a detecção de presença de bolhas de ar residual, gases não consideráveis, vapor superaquecido e vapor supersaturado, apresenta quadro diagnóstico de resultados, de mudança de cor de fácil visualização e interpretação, viragem de cor clara para cor escura, classe 2, segundo iso 11140. Cx c/ 20 testes.

MARCA: BOWIE DICK / ULTRAMED**2 - Pontos Positivos:**

Aprovação pela empresa -

2.1 - Pontos Negativos:

Costões pequenos de baixa qualidade -

3 - Resultado do Teste: () Aprovado**X) Reprovado****Justifique:**

Biele Stem L.J

Responsável/Carimbo:*La [assinatura]***Em** *23/10/24*

Enf. Lúcia Helena T. da Silva
Coord. do Centro Cirúrgico HSJB
COREN-RJ 113404