



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. Nº
FL. Nº
RUBRICA

Volta Redonda, 08 de Abril de 2025.

Análise das Propostas – Processo VR-02.051 – 3579/2024

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação/HSJB

Assunto: Avaliação das propostas com as especificações técnicas para aquisição de equipamentos hospitalares de forma a atender ao novo Centro Cirúrgico com aumento de demandas do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista. Processo VR-02.051 – 3579/2024, pregão Nº 90117/2024.

Item 1:

Após avaliação da proposta da empresa Mindray concluímos que a mesma atende a todas especificações técnicas solicitadas no edital para o Sistema de Vídeo Endoscopia Rígido.

Porém, o corpo clínico não conhece a tecnologia ofertada, diante disso, solicitamos a demonstração do equipamento (amostra) para avaliação não só equipamento como dos instrumentais cirúrgicos solicitados.

Item 2:

Após avaliação da proposta da empresa Felix Medical concluímos que a mesma não atende as especificações técnicas solicitadas no edital para o Foco Cirúrgico de teto para sala robótica.

No edital foi solicitado:

“As cúpulas deverão conter os controles: regulador de intensidade, liga/desliga, aviso luminoso/sonoro para falhas de iluminação, sendo possível seu uso através de painel de fácil higienização.”

No manual:

Apenas o display colorido que é opcional (não incluso, de acordo com a proposta) possui a informação de falhas de iluminação, “apresentação de led queimado”.



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. Nº
FL. Nº
RUBRICA

• **Display Colorido (Opcional):**

Dotada de painel de controle digital com gerenciamento automático (touch screen) em LCD protegidos por membrana, o display colorido possui função de ligar e desligar a cúpula, apresentação de led queimado, ajuste da temperatura de cor (led amarelo) e intensidade luminosa (led branco), acionamento do sistema ENDO na cor verde, o tempo de duração do uso do foco, sensor de presença, o qual possibilita a equipe médica ligar e desligar a cúpula sem que seja necessário o toque na tela, permite a identificação do led queimado, o tempo de uso do foco, possibilitando a equipe a cronometrar o tempo de cirurgia, sistema endo na cor verde e controle de parede (sistema dimmer em até 20 níveis com gerenciamento manual).

Além disso, conforme informado no Termo de Referência é importante que os equipamentos sejam padronizados, visando a economia na compra de peças e manutenção, facilidade de usabilidade e padronização das salas do centro cirúrgico, comprando dessa forma o equipamento da marca Drager.

Preservando a lisura do processo e a garantia da segurança do paciente, sugerimos seguir com o terceiro colocado do processo.

Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica